

DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM

DIAQUICK COVID-19 KASSETTE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN


- Die neue Coronavirus Pneumonie, NCP (aus dem Englischen “new coronavirus pneumonia”) oder “COVID-19” wurde im Jahr 2019 durch den Fall einer viralen Pneumonie in Wuhan, China, entdeckt und am 12. Jänner von der World Health Organization benannt.
- Coronaviren sind umhüllte RNA-Viren, die bei Menschen, Säugetieren und Vögeln weit verbreitet sind und Atemwegs-, Darm-, Leber- und neurologische Erkrankungen verursachen.

MERKMALE DES DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM

- Immunochromatographischer Festphasen-Test
- Schneller, qualitativer und differenzieller Nachweis von IgG- und IgM-Antikörpern gegen den 2019 neuartigen Coronavirus
- Kann mit Serum, Plasma und Vollblut durchgeführt werden
- Schnelle Ergebnisse bereits nach 2-10 Minuten
- Einfaches, zeitsparendes Verfahren
- Wenig Probe, nur 5µL Serum/Plasma oder 10µL Vollblutproben
- Hohe Empfindlichkeit und Spezifität



TESTVERFAHREN UND INTERPRETATION



BESTELLINFORMATIONEN

REF	Name	Probenmaterial	Tests/Kit
Z20101CE	DIAQUICK COVID-19 IgG/IgM Cassette	Vollblut, Serum, Plasma	25